


Anti-Gnat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11488

Artikelnummer: CM0029637



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNAT1 (Transducin alpha-1-Kette), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Phototransduktions- und Netzhautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBT1; HG1F; GNATR; CSNB1G; CSNBAD3; GNAT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2779
Gen-ID	2779
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 58-178 von humanem GNAT1 (NP_000163.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11488
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel