


Anti-Gnat3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - A8Mtj3

Artikelnummer: CM0021521



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GNAT3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt die Gustducin-Alpha-3-Kette, die an der Geschmackstransduktion und der Erkennung von Zucker im Darm beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAT3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	GDCA; HG1E; GNAT3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	346562
Gen-ID	346562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 60-130 des humanen GNAT3 (NP_001095856.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	A8MTJ3
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku