

Anti-Gnaz Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19086

Artikelnummer: CM0017732



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GNAZ (Gz-alpha), einen Transducer in der transmembranen Signalübertragung. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erwartetes Band ~41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNAZ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HG1H; gz-alpha; GNAZ
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2781
GeneID	2781
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem GNAZ (NP_002064.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19086
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel