


Anti-Gnb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62873

Artikelnummer: CM0023067



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNB1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. GNB1 ist eine G-Protein-Beta-Untereinheit, die für die transmembrane Signalübertragung essentiell ist, was diesen Antikörper ideal für die Signaltransduktionsforschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MDS; HG2A; MRD42; GNB1
Spezies	Human
GenID (Human)	2782
GenID	2782
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-340 von humanem GNB1 (NP_002065.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P62873
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel