

Anti-Gnb1L-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byb4

Artikelnummer: CM0025247

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GNB1L gerichtet ist, einen Schlüsselregulator der DNA-Schadensantwort. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die DDR-Signalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB1L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GY2; FKSG1; WDR14; WDVCF; DGCRK3; GNB1L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54584
Gen-ID	54584
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-327 von menschlichem GNB1L (NP_443730.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYB4
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel