

Anti-Gnb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62879

Artikelnummer: CM0010726



Einführung

GNB2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Rattus-GNB2, einer G-Protein-Beta-Untereinheit, die an der transmembranen Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SSS4, HG2C1, NEDHYDF, GNB2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2783
Gen-ID	2783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem GNB2 (P62879) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62879
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel