

Anti-Gnb2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62879

Artikelnummer: CM0029304



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches GNB2 (G Protein Untereinheit beta-2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur G-Protein-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SSS4; HG2C1; NEDHYDF; GNB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2783
Gen-ID	2783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-340 des menschlichen GNB2 (NP_005264.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62879
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel