

Anti-Gnb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16520

Artikelnummer: CM0015752

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GNB3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-GNB3, einer wichtigen G-Protein-Beta-Untereinheit in der GPCR-Signalübertragung. Ideal für die Signaltransduktions- und Netzhauterkrankungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HG2D, CSNB1H, GNB3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2784
Gen-ID	2784
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-340 des humanen GNB3 (NP_002066.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16520
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel