

Anti-Gnb5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14775

Artikelnummer: CM0031020



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes GNB5 (Gbeta5), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Neurowissenschaften und GPCR-Signaltransduktionsforschung, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Optimal für Studien zur RGS-Proteinaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNB5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GB5, HG2E, IDDCA, LADCI, gbeta5, GNB5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10681
Gen-ID	10681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen GNB5 (NP_006569.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14775
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel