


Anti-Gne Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y223

Artikelnummer: CM0024995



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNE (bifunktionale UDP-N-Acetylglucosamin-2-Epimerase/N-Acetylmannosamin-Kinase). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Sialinsäurebiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NM; DMRV; IBM2; Uae1; GLCNE; GNE
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10020
GenID	10020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen GNE (NP_001121699.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y223
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel