

Anti-Gng10 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P50151

Artikelnummer: CM0027407

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-GNG10-Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GNG10, eine 7 kDa G-Protein-Untereinheit, die an der Transmembran-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNG10 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	GNG10
Spezies	Human
GeneID (human)	2790
GeneID	2790
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-68 von humanem GNG10 entspricht (NP_001017998.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50151
Proteingewicht	7 kDa
Versand	Kühlakku