

Anti-Gng3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63215

Artikelnummer: CM0025696

Einführung

CamelBio bietet Anti-GNG3 Kaninchen-Poliklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes GNG3 mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Erforschung von Membransignalwegen und G-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNG3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HG3D; GNG3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2785
GenID	2785
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P63215
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel