

Anti-Gng7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60262

Artikelnummer: CM0014405

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GNG7 (HG3B), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes 8 kDa Protein. Ideal für die G-Protein-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNG7 Kaninchen pAb
Alias	HG3B, GNG7
Spezies	Human
Gen-ID	2788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-68 von humanem GNG7 (NP_443079.1) enthält.
Wirtsspezies	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendungen	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
UniProt Zugangsnummer	O60262
Vorhergesagtes Molekulargewicht	8 kDa
Versandbedingung	Eisbeutel