


Anti-Gngt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P63211

Artikelnummer: CM0018756



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen NGT1 (Guaninnukleotid-bindendes Protein G(T) Untereinheit gamma-T1) für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur transmembranen Signalübertragung. P63211.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NGT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNG1; HG3G1; GNGT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2792
Gen-ID	2792
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-45 von humanem NGT1 (NP_068774.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P63211
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eistasche