

Anti-Gnl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36915

Artikelnummer: CM0018945

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GNL1 (HSR1), hergestellt mit rekombinantem Protein. Validiert für Western Blotting und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von GTP-bindenden Proteinen und Histokompatibilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSR1, GNL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2794
GenID	2794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 des menschlichen GNL1 (NP_005266.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36915
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel