


Anti-Gnl3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bvp2

Artikelnummer: CM0030755



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes GNL3 (Nucleostemin), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt ein 62 kDa großes nucleoläres GTP-bindendes Protein, das eine Rolle bei der Aufrechterhaltung von Stammzellen und Krebs spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS; E2IG3; NNP47; C77032; GNL3
Spezies	Mensch
Gen-ID	26354
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem GNL3 (NP_996562.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BVP2
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel