


Anti-Gnmt-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14749

Artikelnummer: CM0025267



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GNMT gerichtet ist und für Western Blot und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Glycin-Methylierung und Leberstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNMT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-182mP; GNMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27232
GenID	27232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-295 von menschlichem GNMT (NP_061833.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS-PROT	Q14749
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel