


Anti-Gnpda1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46926

Artikelnummer: CM0018349



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Glucosamin-6-phosphat-Deaminase 1, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-GNPDA1; erzeugt gegen ein rekombinantes Protein aus der N-terminalen Region. Für Forschungszwecke zur Untersuchung des Hexosaminwegs und der Hyaluronsäuresynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNPDA1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPI, HLN, GNP1, GNPI, GNPDA, GNPDA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10007
GeneID	10007
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-70 des humanen GNPDA1 (NP_005462.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46926
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku