

Anti-Gnpnat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96Ek6

Artikelnummer: CM0018837



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GNPAT1 (Glucosamin-6-phosphat N-Acetyltransferase), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien an Golgi- und endosomalen Membranen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNPNAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNA1; GNPAT; Gpnat1; RHZDAN; GNPAT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64841
Gen-ID	64841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-91 von humanem GNPAT1 (NP_932332.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96EK6
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel