


Anti-Gnrh1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01148

Artikelnummer: CM0029995



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GNRH1 (Progonadoliberin-1), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die reproduktionsendokrinologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNRH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRH; GNRH; LHRH; LNRH; GNRH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2796
GenID	2796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-92 des humanen GNRH1 (NP_001076580.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01148
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eisbeutel