

Anti-Gnrh2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - O43555

Artikelnummer: CM0030137

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GNRH2 (Progonadoliberin-2), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für reproduktionsbiologische und hormonforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNRH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GnRH-II; LH-RHII; GNRH2
Spezies	Mensch>
GenID (menschlich)	2797
GenID	2797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-120 des humanen GNRH2 (NP_001492.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43555
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel