

Anti-Gnrhr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30968

Artikelnummer: CM0015561



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GNRHR (Gonadotropin-Releasing-Hormon-Rezeptor). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung in der Reproduktionsendokrinologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNRHR Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HH7; GRHR; LRHR; LHRHR; GNRHR1; GNRHR
Spezies	Human
Gen-ID	2798 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 des humanen GNRHR enthält (NP_000397.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30968
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel