

Anti-Gnt-V/Mgat5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q09328

Artikelnummer: CM0013663



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GNT-V/MGAT5 (GlcNAc-T V), validiert für WB und ELISA. Erkennt humane und murine Spezies. Ideal für die N-Glykan-Biosynthese sowie die Erforschung von Zellsignalen, Zelladhäsion und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNT-V/MGAT5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GNT-V; GNT-VA; MGAT5A; glcNAc-T V; GNT-V/MGAT5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4249
Gen-ID	4249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 627–741 des humanen GNT-V/MGAT5 (NP_002401.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q09328
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku