

Anti-Golga1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92805

Artikelnummer: CM0017044

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GOLGA1 (Golgin-97). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Golgi-Transport und E-Cadherin-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLGA1 Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	Golgin-97; GOLGA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von menschlichem GOLGA1 (NP_002068.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92805
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel