


Anti-Golga4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13439

Artikelnummer: CM0007456



Einführung

Anti-GOLGA4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf ein Protein des trans-Golgi-Netzwerks ab, das am vesikulären Transport beteiligt ist. Ideal für die Forschung am Golgi-Apparat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLGA4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2803
GenID	2803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem GOLGA4 entspricht. (NP_002069.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13439
Proteingewicht	261kDa
Versand	Eisbeutel