


Anti-Golga4 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13439

Artikelnummer: CM0015775



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes GOLGA4 (Golgin-245, p230). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Forschung zum Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLGA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2803
Gen-ID	2803
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 von humanem GOLGA4 (NP_002069.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13439
Proteinmasse	261 kDa
Versand	Eisbeutel