

Anti-Golga5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tba6

Artikelnummer: CM0017993

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GOLGA5 (Golgin-84), ein Golgi-Membranprotein, das an der Stapelbildung und dem retrograden Transport beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Erforschung des Golgi-Apparats.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLGA5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9950
GeneID	9950
Immunogen	Rekombinantes Protein (AS 1-300)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBA6
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Icepack