

Anti-Golga7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z5G4

Artikelnummer: CM0023848



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GOLGA7 (GCP16) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt sowohl humanes als auch murines GOLGA7 und unterstützt die Forschung zum Golgi-Transport und zur Palmitoylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLGA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
Spezies	Human
Gen-ID	51125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-134 von humanem GOLGA7 (NP_001167595.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q7Z5G4
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel