

## Anti-Golgin-45 (Blzf1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Artikelnummer: CM0030613

### Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen Golgin-45 (BLZF1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Essenziell für die Golgi-Struktur und den ER-Golgi-Transport, ideal für zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | BLZF1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Aliase | JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1                                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)     | 8548                                                                                                                           |
| GenID              | 8548                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-400 von menschlichem BLZF1 (NP_003657.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                   |
| SWISS              | Q9H2G9                                                                                                                         |
| Proteingewicht     | 45 kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                      |