

Anti-Golph2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Artikelnummer: CM0006906



Einführung

Kaninchen-monoklonaler GOLPH2-Antikörper, validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-GP73/GOLM1, ein Golgi-Membranprotein, das bei viraler Hepatitis hochreguliert wird. Geeignet für die Forschung zu Lebererkrankungen und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51280
Gen-ID	51280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 250-350 von humanem GOLPH2 (NP_057632.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBj4
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel