

Anti-Golph2 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Artikelnummer: CM0013483



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes GOLPH2 (GP73, GOLM1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lebererkrankungen und Golgi-Apparat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLPH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51280
GenID	51280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 112-401 von humanem GOLPH2 (NP_057632.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBJ4
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel