

Anti-Golph2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbj4

Artikelnummer: CM0002929



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GOLPH2 (GP73), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Zielprotein-Gewicht 45 kDa, SWISS Q8NBj4. Ideal für die Erforschung der Golgi-Funktion und viraler Lebererkrankungen als Biomarker.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLPH2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Spezies	Human
GeneID (human)	51280
GeneID	51280
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem GOLPH2 (Q8NBj4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8NBj4
Protein-Gewicht	45 kDa
Versand	Eistasche