

Anti-Golph2/Gp73 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8Nbj4

Artikelnummer: CM0027488



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes GOLPH2/GP73, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Golgi-Forschung und Studien zu Lebererkrankungs-Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLPH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 112-401 von humanem GOLPH2 (NP_057632.2) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBJ4
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel