


Anti-Golph3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A6

Artikelnummer: CM0018637



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GOLPH3 gerichtet ist und in WB, IF/ICC, ELISA validiert wurde; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Golgi-Membrantraffickings, der Zellmigration und der mTOR-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GOLPH3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64083
GenID	64083
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-298 von humanem GOLPH3 (NP_071413.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4A6
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel