

Anti-Golph4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000461

Artikelnummer: CM0003766

Einführung

Dieser hochwertige Kaninchen-monoklonale Antikörper erkennt spezifisch GOLPH4 (GPP130) in menschlichen Proben. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, ist er ideal für die Untersuchung des Transports vom Endosom zum Golgi-Apparat.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOLPH4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P138; GIMPC; GOLPH4; GPP130
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27333
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GOLPH4 (000461) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00461
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel