

Anti-Gorab Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T7V8

Artikelnummer: CM0023053

Einführung

GORAB Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches und Maus-GORAB, ein Golgi-Protein beteiligt an COPI-vermitteltem Transport und Glykosylierung. Ideal für IVD und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GORAB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB
Spezies	Mensch
Gen-ID	92344
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem GORAB (NP_001139511.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5T7V8
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel