

Anti-Gosr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14653

Artikelnummer: CM0026298



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes GOSR2 (Membrin, GS27), validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Golgi-Transportforschung und SNARE-Komplex-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOSR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bos1; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9570
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14653
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel