

Anti-Got1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17174

Artikelnummer: CM0002542



Einführung

Hochleistungsfähiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches GOT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; 46 kDa Protein. Ideal für Neurowissenschaften und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	2805
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem GOT1 (NP_002070.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17174
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel