

Anti-Got2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

Artikelnummer: CM0003425



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches GOT2 (Aspartat-Aminotransferase, mitochondrial). Validiert für Anwendungen in WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für metabolische und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GOT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2806
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen GOT2 (P00505) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00505
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel