

Anti-Got2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00505

Artikelnummer: CM0025485



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GOT2 (mitochondriale Aspartat-Aminotransferase, Kynurenin-Aminotransferase 4). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Stoffwechsel, Neurologie und Fettsäuretransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GOT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2806
Gen-ID	2806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-200 von humanem GOT2 (NP_002071.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00505
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel