

Anti-Gp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P55259

Artikelnummer: CM0027546



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GP2 (ZAP75), validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von GP2, das an der mukosalen Immunantwort als M-Zell-Transzytose-Rezeptor beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZAP75; GP2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 111-387 von humanem GP2 (NP_001007243.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P55259
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel