

Anti-Gp2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55259

Artikelnummer: CM0014001



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GP2 (ZAP75), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von M-Zell-Transzytose und mukosaler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GP2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ZAP75; GP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 111-387 des humanen GP2 (NP_001007243.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P55259
Proteinmasse	59kDa
Versand	Eispackung