

Monoklonaler Anti-Gp6/Gpvi-Antikörper Für Fc, Elisa - Q9Hcn6

Artikelnummer: CM0004079



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches GP6/GPVI, validiert für Durchflusszytometrie und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Funktion von Thrombozyten-Kollagenrezeptoren in der Thrombose- und Hämostaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GP6/GPVI Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GPVI; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51206
GenID	51206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-267 von menschlichem GP6/GPVI entspricht (NP_057447.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HCN6
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel