

## Anti-Gp9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Artikelnummer: CM0029156



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes GP9 (GPIX/CD42a), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattisches GP9, ein für die vWF-vermittelte Adhäsion essentielles Thrombozyten-Glykoprotein in der Hämostase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GP9 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | GPIX; CD42a; GP9                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 2815                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-147 von humanem GP9 (NP_000165.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | P14770                                                                                                                      |
| Proteinmasse      | 19 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |