

Polyklonaler Anti-Gpa33-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q99795

Artikelnummer: CM0014794

Einführung

Kaninchen-Polykörper gegen GPA33, erzeugt gegen die rekombinante extrazelluläre Domäne. Validiert für WB, IF-P und ELISA; reagiert mit humanem, murinem und Ratten-GPA33. Geeignet für die Diagnostik und Forschung zu gastrointestinalen Karzinomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPA33-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	A33; GPA33
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10223
GeneID	10223
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-235 des humanen GPA33 (NP_005805.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99795
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku