

Anti-Gpa33 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Q99795

Artikelnummer: CM0011626

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GPA33 (Zelloberflächen-A33-Antigen). Validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Magen-Darm- und Dickdarmkrebs. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPA33 Kaninchen-mAk
Anmerkungen/Alias	A33; GPA33
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10223
Gen-ID	10223
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99795
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel