

Anti-Gpam Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcl2

Artikelnummer: CM0019826



Einführung

Poliklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches GPAM (Glycerol-3-phosphat-Acyltransferase 1). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Proteinmasse 93 kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPAM; GPAT; GPAT1; Glycerol-3-phosphat-Acyltransferase; mitochondrial
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57678
Gen-ID	57678
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9HCL2
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel