


Anti-Gpc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35052

Artikelnummer: CM0017773



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPC1 (Glypican-1), geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Heparansulfat-Proteoglykanen in der Zellsignalgebung, Prionenbiologie und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Glypican; GPC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2817
GeneID	2817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-420 von humanem GPC1 (NP_002072.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35052
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel