

Anti-Gpc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75487

Artikelnummer: CM0016575

Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen zielt auf GPC4 (K-Glypican) ab und ist für WB- und ELISA-Anwendungen geeignet. Kreuzreagiert mit Human- und Maus-Spezies. Proteingewicht ~62kDa. Nützlich für die Untersuchung der Glypican-4-Funktion bei der Tubululentwicklung und im zentralen Nervensystem.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	GPC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KPTS; K-Glypican; GPC4
Spezies	Human
GeneID (human)	2239
GeneID	2239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 357-556 von humanem GPC4 (NP_001439.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75487
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eistasche