

Anti-Gpc6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y625

Artikelnummer: CM0028065

Einführung

Dieser polyklonale GPC6-Antikörper aus Kaninchen (pAb) ist für WB, IF/ICC und ELISA validiert. Er erkennt GPC6 von Mensch und Maus, ein Heparansulfat-Proteoglykan, das an der WNT5A-Signalübertragung beteiligt ist, mit einem Molekulargewicht von 63 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPC6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OMIMD1; GPC6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10082
GenID	10082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 320-530 des menschlichen GPC6 (NP_005699.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y625
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel